


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd274 Para Wb E Elisa - Q9Ep73

Número do item: CM0020182



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD274/PD-L1 de camundongo de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de pontos de verificação imunológica e imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CD274 pAb de Coelho
Observações/Apelido	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik; 74
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9EP73
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco com gelo