

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd275 Para Wb E Elisa - Q9Jhj8

Número do item: CM0019528

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD275 humano (ligante de ICOS), com reatividade cruzada com camundongo. Validado para WB e ELISA. Suporta pesquisas em regulação imune, biologia de células T e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD275 Rabbit pAb
Observações/Apelido	B7h; GI50; GL50; B7-H2; LICOS; B7RP-1; GL50-B; ICOS-L; Icoslg; Ly115l; mKIAA0653; CD275
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50723
GeneID	50723
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-270 do CD275 humano. (NP_056605.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9JHJ8
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo