

Anti-Cd275 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - 075144

Número do item: CM0020879



introdução

Anti-CD275 Anticorpo Policlonal de Coelho (ICOSL, B7-H2) validado para Western blot. Detecta o ligante de ICOS humano e de camundongo, com um peso molecular previsto de ~33 kDa. Ideal para estudos sobre coestimulação de células T e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD275 pAb de Coelho
Observações/Apelido	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-256 do ICOSL humano (NP_056074.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	075144
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo