

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd276 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3-2

Número do item: CM0023196

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD276 humano (B7-H3), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de pesquisa em ponto de verificação imunológico e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD276 pAb de Coelho
Observações/Apêndices	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80381
GeneID	80381
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 29-245 do CD276 humano (NP_079516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de Gelo