

Anticorpo Monoclonal Anti-CD276/B7-H3 Para Citometria De Fluxo - Q5Zpr3-2

Número do item: CM0010374

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD276/B7-H3 humano/murino de coelho conjugado com para citometria de fluxo (CF). Imunogénio recombinante (aa 29-245). Reage com a molécula coestimulatória B7-H3. Indicado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-CD276/B7-H3 humano/murino mAb de coelho
Observações/Alias	CD276; 4lg-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; antígeno CD276
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80381
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-245 do CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso Molecular da Proteína	33kDa/52kDa/57kDa
Envio	Saco de gelo