

Anticorpo Policlonal Anti-Cd276/B7-H3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3

Número do item: CM0021141

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD276/B7-H3 humano (B7-H3, B7RP-2, 4Ig-B7-H3) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta proteína de membrana de 57 kDa envolvida na regulação imune de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CD276/B7-H3
Observações/Apelido	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276/B7-H3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80381
GeneID	80381
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 29-245 do CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5ZPR3
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo