


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd28 Para Wb, Fc, Elisa - P10747

Número do item: CM0002743



introdução

CD28 Rabbit mAb validado para Western blot, citometria de fluxo e ELISA. Reconhece CD28 humano, de rato e de camundongo; ~25 kDa. Ferramenta essencial para pesquisa de coestimulação de células T e checkpoint imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD28 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Tp44; CD28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	940
GeneID	940
Imunógeno	Proteína recombinante de CD28 humano de comprimento total (P10747).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10747
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo