

Anti-Cd298/Atp1B3 Coelho Polymab® Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P54709

Número do item: CM0002410

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD298/ATP1B3, uma subunidade beta-3 da ATPase transportadora de sódio/potássio. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em transporte de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD298/ATP1B3 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	483
GeneID	483
Imunogênio	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 180-279 do ATP1B3 humano (P54709)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54709
Peso Proteico	22kDa/32kDa
Envio	Saco de gelo