

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd2Ap Para Wb E Elisa - Q9Y5K6

Número do item: CM0027818



introdução

CD2AP Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra CD2AP humano recombinante, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Desenvolvido para pesquisas sobre citoesqueleto e junções celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD2AP Rabbit pAb
Observações/Apelido	CMS; CD2AP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23607
GeneID	23607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-639 da proteína CD2AP humana (NP_036252.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5K6
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo