


Anticorpo Policlonais Anti-Cd2Bp2 Para Wb E Elisa - 095400

Número do item: CM0017508



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD2BP2 humano (U5-52K), validado para Western blot e ELISA. Está envolvido no splicing pré-mRNA, adequado para estudos de montagem do spliceossomo e função do U5 snRNP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD2BP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LIN1; Snu40; FWP010; U5-52K; PPP1R59; CD2BP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10421
GeneID	10421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-341 do CD2BP2 humano (NP_006101.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95400
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo