

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd3 Épsilon Para Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Número do item: CM0006537



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à cadeia épsilon do CD3 humano (T3E/TCRE), validado para WB, IF-P, IHC-P, FC e ELISA. Ideal para pesquisa de ativação de células T e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD3 Anticorpo monoclonal de Coelho                                                                                     |
| Observações/Apelido | T3E; TCRE; IMD18; CD3épsilon                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 916                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 916                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                 |
| SWISS               | P07766                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                          |