

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd3 Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0009746



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à cadeia épsilon do CD3 (23 kDa) de células T humanas, de macaco cinomolgo e rhesus. Projetado para citometria de fluxo, permite imunofenotipagem e estudos de ativação de células T em pesquisa básica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD3 Humano/Macaco
Observações/Apêndice	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	916
ID do Gene	916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus, Rhesus
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de Gelo