


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd30 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P28908

Número do item: CM0002424



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD30 humano (TNFRSF8). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA. Ideal para pesquisa de linfoma e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD30 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD30; Ki-1; D1S166E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-379 do CD30 humano (NP_001234.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso da Proteína	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Envio	Saco de gelo