


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd30 Para Wb, Elisa - P28908

Número do item: CM0026903



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-CD30 (P28908) validado para WB e ELISA em amostras humanas. Imunogênio de peptídeo sintético do aminoácidos 500-595. Ideal para estudos de ativação de linfoblastos e regulação do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD30 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-595 do CD30 humano (NP_001234.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Proteico	64kDa
Transporte	Bolsa de gelo