

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd300A Para Wb, Fc, Elisa - Q9Ugn4

Número do item: CM0008587



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD300A (IRp60) humano. Adequado para Western blot, citometria de fluxo e ELISA. Reconhece um receptor inibitório em células NK, mastócitos e outras células imunológicas, com detecção de múltiplas isoformas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD300a de coelho
Observações/Alias	IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9
Espécie	Humano
GeneID	11314
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 18-178 da CD300A humana (NP_009192.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4
Peso da Proteína	33kDa/20kDa/12kDa/16,5kDa
Envio	Bolsa de gelo