

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd300A Para Wb, Elisa - Q9Ugn4

Número do item: CM0017941



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD300A humano, validado para WB e ELISA. Tem como alvo um receptor inibitório de 33 kDa presente em células NK, células T e mastócitos. Ideal para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD300A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9; CD300A
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	11314
ID do gene	11314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-180 do CD300A humano (NP_009192.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4
Peso da proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo