


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd300A/C () Para Citometria De Fluxo - Q9Ugn4/Q08708

Número do item: CM0008811



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD300a/c humano para citometria de fluxo. Adequado para perfilamento de células imunes e estudos funcionais desta família de receptores inibitórios. Validado para aplicação em FC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IgG monoclonal de coelho anti-CD300 a/c humano
Observações/Apelidos	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11314/10871
ID do Gene	11314/10871
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-178 do CD300 a humano (NP_009192.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo