


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd300C Para If/Icc, Fc, Elisa - Q08708

Número do item: CM0004126



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD300C humano validado para IF/ICC, citometria de fluxo e ELISA. Imunógeno recombinante abrangendo o domínio extracelular (aa 21-183). Detecta CD300C, um receptor imune leucocitário expresso em monócitos, neutrófilos, células T e B. Ideal para pesquisa em imunologia e aplicações diagnósticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD300C
Observações/Apelido	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10871
GeneID	10871
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-183 do CD300C humano (NP_006669.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08708
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo