

Anticorpo Policlonal Anti-Cd300Lb Para Wb, Elisa - A8K4G0

Número do item: CM0020451

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD300LB baseado em imunógeno recombinante para aplicações de Western blot e ELISA. Reconhece o CD300LB humano, de camundongo e de rato, um receptor imune ativador presente nas células mieloides. Adequado para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD300LB Rabbit pAb
Observações/Alíás	CLM7; CLM-7; IREM3; TREM5; CD300b; IREM-3; TREM-5; CMRF35-A2; CD300LB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	124599
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-201 do CD300LB humano (NP_777552.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	A8K4G0
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo