

Anticorpo Policlonal Anti-Cd301/Clec10A Para Wb, Elisa - Q8Iun9

Número do item: CM0016849



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CD301/CLEC10A, um receptor de lectina do tipo C que reconhece glicanos terminados em GalNAc. Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com Humano e Camundongo, apoiando pesquisas em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD301/CLEC10A Rabbit pAb
Observações/Alíase	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10462
GeneID	10462
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-180 do CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8IUN9
Peso da proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo