


Anti-Cd304/Neuropilin-1 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Número do item: CM0012433



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Neuropilin-1 (PolymAb®) validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com NRP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar angiogênese, desenvolvimento neuronal e biologia cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD304/Neuropilin-1 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8829
GeneID	18186
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P97333
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco com gelo