

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd305/Lair1 Para Wb, Fc, Elisa - Q6Gtx8

Número do item: CM0004765



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor 1 semelhante à imunoglobulina associado a leucócitos (LAIR1/CD305) humano. Validado para WB, FC, ELISA. Ideal para estudos de sinalização de receptores imunes e função de células NK/T/B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD305/LAIR1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	LAIR1; CD305; LAIR-1; receptor 1 semelhante à imunoglobulina associado a leucócitos; CD305/LAIR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3903
GeneID	3903
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-163 do CD305/LAIR1 humano (NP_002278.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso da Proteína	23kDa/29kDa/31kDa
Envio	Saco de gelo