

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd307B Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q96La5

Número do item: CM0011662

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o CD307b humano (FCRL2), ideal para aplicações em WB, IF/ICC, FC e ELISA em pesquisas de desenvolvimento de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD307b
Observações/Apelidos	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79368
GeneID	79368
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-395 do CD307b humano (NP_110391.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96LA5
Peso Proteico	56kDa
Envio	Em saco de gelo