

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd31 () Para Citometria De Fluxo - Q3Swt0

Número do item: CM0004212

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD31 de rato, conjugado , validado para citometria de fluxo. Detecta a molécula de adesão de células endoteliais plaquetárias (PECAM1) para pesquisa de migração de leucócitos e adesão endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD31 de Rato
Observações/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	5175
ID do Gene	29583
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-585 do CD31 de rato (NP_113779.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q3SWT0
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de gelo