

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd31 (Pecam1) Para Citometria De Fluxo - Q3Swt0

Número do item: CM0006035

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD31/PECAM1 de rato, conjugado com ABflo 594 para citometria de fluxo. Validado para reatividade cruzada em rato. Ideal para estudar migração transendotelial de leucócitos e adesão de células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD31 de rato
Observações/Apelido	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	5175
GeneID	29583
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-585 do CD31 de rato (NP_113779.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q3SWT0
Peso Proteico	76kDa
Envio	Em saco de gelo