


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cd317 Para Wb, Elisa - Q8R2Q8

Número do item: CM0021904



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra CD317/Bst2 de camundongo (antígeno 2 do estroma da medula óssea) para aplicações de WB e ELISA. Adequado para estudar imunidade antiviral inata e mecanismos de restrição viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD317 Rabbit pAb
Observações/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Espécie	Camundongo
GeneID	69550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-152 da CD317 de camundongo (NP_932763.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8R2Q8
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo