

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd317/Bst2 Para Citometria De Fluxo - Q10589

Número do item: CM0006039



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD317/BST2 humano (tetherin/HM1.24) validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de fatores de restrição antiviral e mieloma múltiplo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD317/BST2 Humano
Observações/Apelido	CD317; HM1.24; TETHERIN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	684
GeneID	684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-160 do CD317/BST2 humano (NP_004326.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q10589
Peso Proteico	18kDa/19kDa
Envio	Em saco de gelo