

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 (Apc/Cyanina7) Para Citometria De Fluxo - Q08481

Número do item: CM0006103

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanina7 direcionado a CD31/PECAM1 de camundongo/rato. Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de adesão de células endoteliais, transmigração de leucócitos e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD31/PECAM1 de camundongo/rato de coelho APC/Cyanina7
Observações/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5175
ID do Gene	18613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-220 do CD31 de camundongo (NP_001292086.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso da Proteína	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envio	Bolsa de gelo