

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 (Biotina) Para Fc - Q08481

Número do item: CM0008253

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra CD31/PECAM1 de camundongo/rato para citometria de fluxo. Validado em camundongo e rato. Útil para o estudo da adesão de células endoteliais, transmigração de leucócitos e biologia plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD31/PECAM1 de camundongo/rato conjugado com biotina
Observações/Apelido	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5175
GeneID	18613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-220 de CD31 de camundongo (NP_001292086.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso da Proteína	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envio	Bolsa de gelo