

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd31/Pecam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16284

Número do item: CM0004743



introdução

Anticorpo monoclonal direcionado a CD31/PECAM1 humana, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudos de adesão de células endoteliais, transmigração de leucócitos e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD31/PECAM1 mAb de Camundongo
Observações/Alias	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5175
ID do Gene	5175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P16284
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo