

Anticorpo Policlonais Anti-Cd31/Pecam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08481

Número do item: CM0026968

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CD31/PECAM1, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta PECAM1 de camundongo, humano e rato, uma molécula de adesão endotelial crítica para a migração de leucócitos e angiogênese. Ideal para estudos de inflamação vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD31/PECAM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Cd31; Pecam; PECAM-1; CD31/PECAM1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5175
ID do Gene (Camundongo)	18613
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo