

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd31/Pecam1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P16284

Número do item: CM0002930



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD31/PECAM1 humano, validado para WB, IF, IHC e ELISA. Detecta CD31 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos sobre adesão de células endoteliais, transmigração de leucócitos e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD31/PECAM1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5175
ID do Gene	5175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 630-738 do CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16284
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo