

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd31/Pecam1 Para Wb, If-P, Ihc-P - P16284

Número do item: CM0014836



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD31/PECAM1 humano, adequado para Western blot, imunofluorescência em parafina e imunohistoquímica. Reage com humano e camundongo, apoiando estudos em migração de leucócitos, junções endoteliais e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD31/PECAM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espécie	Humano
ID do Gene	5175
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16284
Peso Proteico	83 kDa
Envio	Saco de gelo