

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cd320 Para Wb, Elisa - Q9Npf0

Número do item: CM0025332



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra CD320 (antígeno TCbIR/8D6), validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Adequado para estudos de diferenciação, proliferação de células B e captação de cobalamina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD320 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	8D6; 8D6A; TCBLR; TCN2R; TCII-R; sCD320; CD320
Espécie	Humano
ID do Gene	51293
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-229 da CD320 humana (NP_057663.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NPF0
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo