


Polymab® De Coelho Anti-Cd324/E-Caderina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09803

Número do item: CM0009780



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a CD324/E-Caderina (UM, UVO, Ecad, ARC-1, E-cad, L-CAM). Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em amostras de camundongo e rato. Peso molecular previsto de 98kDa. UniProt: P09803.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD324/E-Caderina Rabbit PolymAb®
Observações/Apelidos	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	999
GeneID	12550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-369 da CD324/E-Caderina de camundongo (NP_033994.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P09803
Peso Molecular da Proteína	98kDa
Envio	Bolsa de gelo