

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd326/Epcam Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99Jw5

Número do item: CM0005819

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD326/EpCAM de rato, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Adequado para estudar adesão epitelial, imunidade da mucosa e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD326/EpCAM
Observações/Apelido	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacstd1; GA733-2; Tacstd1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	4072
GeneID	17075
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-266 do CD326/EpCAM de rato (NP_032558.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato (de laboratório)
SWISS	Q99JW5
Peso Proteico	35 kDa
Transporte	Saco de gelo