


Anticorpo Policlonal Anti-Cd328 Para Wb, Elisa - Q9Y286

Número do item: CM0021593



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD328 humano (SIGLEC7), validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de receptor inibitório de células natural killer. Imunogênio recombinante; reage de forma cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD328 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27036
ID do Gene	27036
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-144 do CD328 humano. (NP_055200.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y286
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo