


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd32A + Cd32B + Cd32C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12318 / P31994 / P31995

Número do item: CM0003805



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD32A, CD32B e CD32C humano. Validado para aplicações WB, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisa sobre receptores Fcγ e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD32A + CD32B + CD32C
Observações/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγgammaRIIa; CD32A + CD32B + CD32C
Espécie	Humano
ID do Gene	2212/2213/9103
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12318/P31994/P31995
Peso da Proteína	35kDa/34kDa
Envio	Saco de gelo