

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd33 Para Wb, Elisa - P20138

Número do item: CM0007357



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD33 humano (SIGLEC3), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Imunógeno recombinante (aa 18-259). Ideal para pesquisa em células mieloides e microglia em imunologia e neuroinflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD33 Rabbit mAb
Observações/Apelido	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; CD33
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	945
GeneID	945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-259 do CD33 humano (NP_001763.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo