

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd33 Para Wb, Elisa - P20138

Número do item: CM0031059



introdução

O anticorpo policlonal de coelho CD33 detecta especificamente o CD33 humano (Siglec-3), um antígeno de superfície de células mieloides. Validado para aplicações de Western blot e ELISA, é adequado para estudos em imunologia e neurobiologia. Swiss-Prot: P20138.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD33 pAb Coelho
Observações/Apelido	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	945
GeneID	945
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 265-364 do CD33 humano (NP_001763.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo