

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd335/Nkp46 Para If/Icc, Fc, Elisa - 076036

Número do item: CM0007480



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD335/NKp46 humano validado para IF/ICC, FC, ELISA; tem como alvo o receptor 1 de citotoxicidade natural em células NK; ideal para pesquisa em imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD335/NKp46 de coelho
Observações/Apelidos	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; receptor 1 de ativação da citotoxicidade natural
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9437
GeneID	9437
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-254 da CD335/NKp46 humana (NP_004820.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	076036
Peso da Proteína	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envio	Bolsa de gelo