

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd335/Nkp46 Para Wb E Elisa - Q8C567

Número do item: CM0019538

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD335 de camundongo (NKp46, Ly94), validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre a citotoxicidade das células NK. Swiss-Prot: Q8C567.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD335 Rabbit pAb
Observações/alias	Ly94, NKp46, CD335
Espécie	Camundongo
GeneID	17086 (camundongo)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-255 de CD335 de camundongo (NP_034876.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q8C567
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Gelo reutilizável