

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd337/Nkp30 Para If/Icc, Fc - O14931

Número do item: CM0005524



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD337/NKp30 humano (NCR3), validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ideal para estudar a citotoxicidade de células natural killer, a imunovigilância tumoral e a maturação de células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD337/NKp30 mAb
Observações/Apelido	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; receptor de ativação de citotoxicidade natural 3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do CD337/NKp30 humano (NP_667341.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso da Proteína	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envio	Saco de gelo