

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd34 Para If/Icc, Fc, Elisa - Q64314

Número do item: CM0006528

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD34 de camundongo, ideal para aplicações de IF/ICC, citometria de fluxo e ELISA na pesquisa com células-tronco hematopoiéticas. Este anticorpo auxilia no estudo da adesão celular e da hematopoese inicial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD34 mAb de coelho
Observações/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	947
GeneID	12490
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-287 do CD34 de camundongo (NP_598415.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso da Proteína	35kDa/41kDa
Envio	Bolsa de gelo