

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd34 Para Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P28906

Número do item: CM0003540

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD34 humano. Validado para WB, IHC-P, mIHC, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de células-tronco hematopoiéticas e células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD34 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	947
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 286-385 do CD34 humano (P28906)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P28906
Peso Proteico	41 kDa
Envio	Saco de gelo