

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd34 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Número do item: CM0017782

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-CD34 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CD34 humano, um marcador de células progenitoras hematopoiéticas envolvido na adesão celular. Ideal para pesquisas com células-tronco e endotélio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-CD34
Observações/Apelido	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	947
GeneID	947
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 32-290 do CD34 humano (NP_001020280.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo