

Anti-Cd34 Rabbit Polymab® Anticorpo Monoclonal Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Número do item: CM0010291

introdução

Anticorpo monoclonal Anti-CD34 Rabbit PolymAb®, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas. Adequado para pesquisa de células-tronco hematopoiéticas e endoteliais, detectando isoformas de 41/35 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD34 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CD34
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	947
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-290 do CD34 humano (NP_001020280.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso da Proteína	41kDa/35kDa
Envio	Saco de gelo