

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd35 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17927

Número do item: CM0007907



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD35/CR1 humano (P17927) para pesquisa do complemento. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; tem como alvo o receptor de adesão imune na imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD35 Rabbit mAb
Observações/Alias	KN; C3BR; C4BR; CD35
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	1378
ID do gene	1378
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 901-1095 do CD35 humano (NP_000564.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso da proteína	224 kDa
Envio	Bolsa de gelo