


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd352/Slamf6 Para Fc - Q96Du3

Número do item: CM0010575



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD352/SLAMF6 conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o membro 6 da família SLAM, um receptor de células imunes envolvido na imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-humano CD352/SLAMF6 mAb
Observações/Apelido	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; membro 6 da família SLAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114836
GeneID	114836
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-215 do CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso Proteico	24kDa/37kDa
Envio	Saco de gelo