


## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd352/Slamf6 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q96Du3

Número do item: CM0006337



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD352/SLAMF6 humano (membro 6 da família SLAM), adequado para WB, IHC-P, citometria de fluxo e ELISA. Detecta isoformas de 24 e 37 kDa. Útil para estudar a ativação de células NK e a diferenciação de células T.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho Anti-CD352/SLAMF6                                                                                                     |
| Observações/Alias   | SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; Membro 6 da família SLAM; CD352/SLAMF6                                      |
| Espécie             | Humana                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 114836                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-215 do CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, FC, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humana                                                                                                                              |
| SWISS               | Q96DU3                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 24 kDa/37 kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                       |